

小鼠腹腔巨噬细胞

Cat No.:H0234

产品规格	>5 × 10 ⁵ 细胞数
包装规格	1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶
培养体系	推荐原代巨噬细胞培养体系使用

细胞详述:

巨噬细胞是一类重要的天然免疫细胞，来源于外周血中的单核细胞，具有吞噬降解细胞、释放炎症介质、介导炎性细胞趋化、抗原呈递等活性，在抗感染、抗肿瘤免疫中发挥重要作用。

细胞特性:

- 1)细胞来源：实验动物的腹腔组织。本细胞为终末分化细胞，增殖能力很弱，建议客户收到细胞后直接用于后续实验，不要进行扩增培养
- 2)细胞鉴定：CD68免疫荧光染色为阳性。
- 3)经鉴定细胞纯度高于90%。
- 4)不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5)细胞生长方式：不规则细胞，贴壁培养。

产品使用

- 1)本产品仅能用于科研
 - 2)本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 本产品未通过用于活体诊断的审核