

# 人口腔成纤维细胞

Cat No.::H0003

产品规格	>5 × 10 <sup>5</sup> 细胞数
包装规格	1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶
培养体系	推荐原代成纤维细胞培养体系使用

## 细胞详述:

口腔粘膜成纤维细胞是一类分布于口腔颊粘膜结缔组织的基质细胞，在维持口腔颊粘膜组织的稳态以及修复粘膜破损过程中起到至关重要的作用。

## 细胞特性:

- 1)细胞来源：人正常口腔黏膜组织
- 2)细胞鉴定：Vimentin免疫荧光染色为阳性。
- 3)经鉴定细胞纯度高于90%。
- 4)不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5)细胞生长方式：不规则细胞，长梭形，贴壁培养。

## 产品使用

- 1)本产品仅能用于科研
- 2)本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3)本产品未通过用于活体诊断的审核