

# 人子宫成纤维细胞

Cat No.:H0124

产品规格	>5 × 10 <sup>5</sup> 细胞数
包装规格	1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶
培养体系	推荐原代成纤维细胞培养体系使用

## 细胞详述:

子宫是产生月经和孕育胎儿的器官，位于盆腔中央，在膀胱与直肠之间。子宫壁由外向内为浆膜、肌层及粘膜（即内膜）三层，其中浆膜层主要是由成纤维细胞构成。

## 细胞特性:

- 1)细胞来源：人的正常子宫组织
- 2)细胞鉴定：波形蛋白（Vimentin）免疫荧光染色为阳性。
- 3)经鉴定细胞纯度高于90%。
- 4)不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5)细胞生长方式：梭形细胞，不规则细胞，贴壁培养。

## 产品使用

- 1)本产品仅能用于科研
- 2)本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3)本产品未通过用于活体诊断的审核