

小鼠肾上腺髓质细胞

Cat No.:H0366

产品规格	>5 × 10 ⁵ 细胞数
包装规格	1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶
培养体系	推荐原代上皮细胞培养体系使用

细胞详述:

肾上腺髓质位于肾上腺中心。肾上腺髓质细胞分泌两种激素：肾上腺素和去甲肾上腺素。肾上腺髓质细胞较大，呈多边形，围绕血窦排列成团或不规则的索网状，细胞内含有细小颗粒。

细胞特性:

- 1)细胞来源：实验动物的正常肾上腺组织
- 2)细胞鉴定：神经特异性烯醇化酶（NSE）免疫荧光染色为阳性。
- 3)经鉴定细胞纯度高于90%。
- 4)不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5)细胞生长方式：梭形细胞，不规则细胞，贴壁培养。

产品使用

- 1)本产品仅能用于科研
- 2)本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3)本产品未通过用于活体诊断的审核