

大鼠骨髓基质干细胞

Cat No.:H0427

产品规格	>5 × 10 ⁵ 细胞数
包装规格	1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶
培养体系	推荐原代间充质干细胞培养体系使用

细胞详述:

骨髓基质细胞在骨髓中数量稀少，是一类具有多向分化潜能的干细胞，其中部分细胞具有自我复制、分裂增殖与多向分化能力，在不同的培养条件下，可分化为骨、成骨、软骨、神经、脂肪等细胞。

细胞特性:

- 1)细胞来源：实验动物的正常骨髓血组织
- 2)细胞鉴定：CD90免疫荧光染色为阳性。
- 3)经鉴定细胞纯度高于90%。
- 4)不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5)细胞生长方式：长梭形细胞，不规则细胞，贴壁培养。

产品使用

- 1)本产品仅能用于科研
- 2)本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3)本产品未通过用于活体诊断的审核