

人肠息肉上皮细胞永生化

Cat No.:H0662

产品规格	>5 × 10 ⁵ 细胞数
包装规格	1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶
培养体系	推荐人肠息肉上皮细胞永生化细胞培养体系使用

细胞详述:

肠息肉是一类从粘膜表面突出到肠腔内的隆起病变的临床诊断。有研究表明，肠息肉的形成是由于肠干细胞的生物学功能紊乱，导致其自我更新和克隆增殖、分化和凋亡失去平衡的结果。

该细胞通过慢病毒转染的方式携带SV40基因。

细胞特性:

- 1)细胞来源：人术后的肠息肉组织
- 2)不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 3)细胞生长方式：梭形，贴壁培养。

产品使用

- 1)本产品仅能用于科研
- 2)本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3)本产品未通过用于活体诊断的审核