

# 小鼠原代鼓膜上皮细胞

Cat No.:H0918

产品规格	>5 × 10 <sup>5</sup> 细胞数
包装规格	1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶
培养体系	推荐原代上皮细胞培养体系使用

## 细胞详述:

鼓膜也称耳膜，为一弹性灰白色半透明薄膜，将外耳道与中耳隔开，由上皮层，纤维层与黏膜层构成。其中，上皮层（外层）与外耳道的皮肤是连续的。鼓膜上皮与身体其它部位的表皮类似。

## 细胞特性:

- 1)细胞来源：实验小鼠正常鼓膜组织
- 2)细胞鉴定：广谱角蛋白(PCK)免疫荧光染色免疫荧光鉴定为阳性。
- 3)经鉴定细胞纯度高于90%。
- 4)不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5)细胞生长方式：铺路石状细胞样，不规则细胞样，贴壁生长。

## 产品使用

- 1)本产品仅能用于科研
- 2)本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3)本产品未通过用于活体诊断的审核