

# 大鼠原代睫状肌细胞

Cat No.:H0922

产品规格	>5 × 10 <sup>5</sup> 细胞数
包装规格	1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶
培养体系	推荐原代平滑肌细胞培养体系使用

## 细胞详述:

睫状肌是位于眼球内部呈圆环状的平滑肌，作用是改变晶体的形状，以向近或远距离的东西聚焦。

## 细胞特性:

- 1)细胞来源：实验动物正常睫状肌组织
- 2)细胞鉴定：α-SMA免疫荧光染色为阳性。
- 3)经鉴定细胞纯度高于90%。
- 4)不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5)细胞生长方式：长梭状细胞，贴壁培养。

## 产品使用

- 1)本产品仅能用于科研
- 2)本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3)本产品未通过用于活体诊断的审核