

# 大鼠宫颈上皮细胞

Cat No.:H0934

产品规格	>5 × 10 <sup>5</sup> 细胞数
包装规格	1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶
培养体系	推荐原代上皮细胞培养体系使用

## 细胞详述:

子宫颈位于子宫下部，近似圆锥体，长2.5~3cm，上端与子宫体相连，下端深入阴道。宫颈的大小与宫体比例随年龄及内分泌状态等而变化。

宫颈壁由黏膜、肌层和外膜组成。其中，黏膜层主要是由粘膜上皮细胞构成。

## 细胞特性:

- 1)细胞来源：实验动物的正常子宫组织
- 2)细胞鉴定：PCK免疫荧光染色为阳性。
- 3)经鉴定细胞纯度高于90%。
- 4)不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5)细胞生长方式：铺路石样，多角形细胞，贴壁培养。

## 产品使用

- 1)本产品仅能用于科研
- 2)本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3)本产品未通过用于活体诊断的审核