

# 兔椎体终板软骨干细胞

Cat No.:H0937

产品规格	>5 × 10 <sup>5</sup> 细胞数
包装规格	1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶
培养体系	推荐原代间充质干细胞培养体系使用

## 细胞详述:

椎体终板软骨干细胞属于成体干细胞的一种，具有单克隆形成能力，以及成骨、成脂与成软骨分化的重要特性。

## 细胞特性:

- 1)细胞来源：实验动物的脊椎组织
- 2)细胞鉴定：CD44或CD90免疫荧光染色为阳性。
- 3)经鉴定细胞纯度高于90%。
- 4)不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5)细胞生长方式：梭形，不规则细胞，贴壁培养。

## 产品使用

- 1)本产品仅能用于科研
- 2)本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3)本产品未通过用于活体诊断的审核